

HAFILLER to medyczny, hybrydowy, usieciowany żel kwasu hialuronowego

*Jedna kropla,
dwa efekty*



Dwufazowa technologia to precyzyjne wypełnienie i głęboka rewitalizacja w tym samym czasie:

I Faza usieciowana (Strukturalna): Trójwymiarowe mikrocząsteczki tworzą stabilne rusztowanie w tkance. Natychmiast unoszą opadające kontury, wypełniają zmarszczki i nadają naturalną objętość, która nie ulega migracji.


II Faza nieusieciowana (Płynna): Natychmiast uwalnia się w przestrzeniach międzykomórkowych.

Działa jak koktajl silnie rewitalizujący – wiąże wodę, głęboko nawadnia i sprawia, że skóra zyskuje zdrowy, młodzieńczy blask (efekt glow) tuż po wyjściu z gabinetu.

Sekret tkwi w mikrostrukturze. Tradycyjne wypełniacze to jednorodna masa.

Nasza hybryda to zaawansowana architektura, w której usieciowany kwas hialuronowy tworzy elastyczną, gąbczastą sieć.

Puste przestrzenie tej sieci zostały idealnie wypełnione czystymi, wolnymi cząsteczkami kwasu hialuronowego. Taka konstrukcja gwarantuje, że preparat idealnie integruje się z tkankami anatomicznymi twarzy, pracując razem z jej naturalną mimiką.



TECHNOLOGIA SAX-HA™

Tradycyjne wypełniacze pod wpływem pracy mięśni twarzy mogą z czasem delikatnie się przemieszczać. Opatentowana technologia SAX-HA tworzy wewnątrz żelu dynamiczne, niewidzialne więzi. Cząsteczki kwasu mają naturalną, silną tendencję do ciągłego "trzymania się razem" i skupiania w jedną całość. Dzięki temu żel idealnie współpracuje z mimiką, ale zawsze pozostaje dokładnie tam, gdzie został podany.

Wypełniacz HAFILLER zachowuje się jak „inteligentny magnes” albo „płynna pamięć kształtu”. Kwas dopasowuje się do mimiki, ale zamiast uciekać (migrować), jego cząsteczki cały czas przyciągają się nawzajem i wracają na swoje miejsce.

Inteligentny magnes

Efekt „trzymania się w całości” sprawia, że cząsteczki żelu silnie i naturalnie przyciągają się nawzajem, co zapobiega rozlewaniu się produktu na boki.

Preparat wykazuje tendencję do pozostawania dokładnie w miejscu iniekcji, eliminując problem przemieszczania się kwasu pod skórą.

Kwas idealnie dopasowuje się do ruchów twarzy podczas uśmiechu czy rozmowy, ale za każdym razem wraca do zaprogramowanego kształtu, co potwierdza jego doskonałe właściwości reologiczne.

HAFILLER

Brak migracji

